

Sie besitzen ein OxiTop®?

Sie wünschen sich etwas Modernes mit mehr Pfiff und Komfort?



Oxitop®-i G

Oxitop®-i B

Unsere neuen OxiTop®-i Messköpfe

- Direkte BSB-Berechnung im Messkopf und Ausgabe auf dem Display
- Einfaches Ablesen der Kurve zur perfekten Kontrolle der Messung
- Speicherung der Einstellungen für bequemes und sicheres Arbeiten

AKTION
OxiTop®-i
bis zum 30.09.2021

6 Messköpfe
1.499,- €
statt 1.678,- €

12 Messköpfe
2.950,- €
statt 3.295,- €

xylemanalytics.com

Sparen mit Köpfchen!

OxiTop®-i G UND OxiTop®-i B MESSKÖPFE ZUM AKTIONSPREIS

Zeit für was Neues ...

Tauschen Sie jetzt Ihre alten OxiTop® Messköpfe zum attraktiven Sonderpreis aus:

OxiTop® setzt Maßstäbe in der manometrischen BSB-Messung. Nutzen Sie die Vorteile der neuen OxiTop®-i Köpfe und ersetzen Sie sie einfach gegen Ihre bestehenden Köpfe.

OxiTop®-i G oder OxiTop®-i B

Weitere Vorteile auf einen Blick:

- Graue und blaue Köpfe zur Trennung zwischen Einlauf- und Auslaufmessung
- Individuell einstellbare ID-Nummer am Kopf zur einfacheren Kennzeichnung
- Kontroll-LED zur Anzeige des aktuellen Betriebsstatus

Technische Daten

Modell	OxiTop®-i G oder OxiTop®-i B
Druckbereich (hPa)	500 bis 1250
Wählbare Messdauer (Tage)	1 bis 7
Wählbare Proben-Volumina (ml)	22,7 ; 43,5 ; 97,0 ; 164 ; 250 ; 365 ; 432
BSB-Messbereich	0 bis 4000 mg/l
Display	LCD Graphik, hinterleuchtet, Menüsteuerung
Kontroll-LED	RGB
Batterie	1 x CR 2450

Bestellinformation

Modell	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis €
OxiTop®-i 6 TI	6 OxiTop®-i Messköpfe (3 x blau, 3 x grau), menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe.	199327	1.678,- 1.499,-
OxiTop®-i 12 TI	Wie oben, aber 12 OxiTop®-i Messköpfe, (6 x blau, 6 x grau)	199328	3.295,- 2.950,-



Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, WTW · Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1 · 82362 Weilheim · Germany
Tel +49 881 183-0 · Fax +49 881 183-420 · Info.WTW@Xylem.com · www.xylemanalytics.com

Alle Namen sind eingetragene Handelsnamen oder Warenzeichen der Xylem Inc. oder eines seiner Tochterunternehmen.
Technische Änderungen vorbehalten.
© 2021 Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG.

April 2021

Sparen mit Köpfchen!
Bis zum 30.09.2021

OxiTop®-i 6 Aktion

1.499,- €

statt 1.678,- €



OxiTop®-i 12 Aktion

2.950,- €

statt 3.295,- €

